



Cinturón de fijación a la cama h239_58

Par de tobilleras de poliéster acolchado con cierre magnético. Uso hospitalario.

El Cinturón de fijación a la cama h239_58, compuesto por un par de tobilleras de poliéster con cierre magnético, está diseñado para la movilización controlada del paciente en la cama del hospital, evitando movimientos peligrosos o no autorizados.

Fabricada en poliéster con acolchado interior, la tobillera proporciona una adecuada protección de la piel, evitando rozaduras o lesiones por compresión. El sistema de cierre magnético con llave garantiza la máxima seguridad, evitando la apertura accidental por parte del paciente o personal no autorizado.

La tobillera H239_58 está equipada con un sistema de ajuste y fijación rápido, que facilita su colocación y adaptación a diferentes tallas corporales y tipos de cama. Es adecuado para su uso en hospitales, centros sanitarios y salas donde se requiera una sujeción segura y temporal.

Solicite ahora un presupuesto para el modelo h239_58. Ofertas dedicadas para centros de suministros y servicios hospitalarios.

Especificaciones técnicas:

- No blanquear
- No usar secadora
- Uso recomendado: Un solo usuario
- Almacenamiento: Alejado de llamas y fuentes de calor
- Tipología: Par de tobilleras de cama
- Material de la tobillera: Poliéster acolchado
- Cierre: Magnético con llave (metal y plástico)
- Sistema: Ajustable y de ajuste rápido

- Lavado: Máximo 60°C
- No planchar
- Eliminación: De acuerdo con la normativa medioambiental vigente

Beneficios para el usuario:

- Garantías: Inmovilización segura y controlada.
- Protege: al paciente de traumatismos por movimiento.
- Cierre: magnético a prueba de manipulaciones.
- Ajuste: sencillo y rápido.
- Comodidad: garantizada gracias al acolchado.

Preguntas frecuentes:

1. ¿En qué contextos se puede utilizar? Se puede utilizar en hospitales, centros de salud y otros entornos donde sea necesaria una sujeción temporal segura del paciente.
2. ¿Qué materiales componen el cinturón? El cinturón está compuesto por poliéster en la correa del tobillo y componentes de metal y plástico en el sistema de cierre, ofreciendo resistencia y durabilidad.
3. ¿Puede el paciente abrir el cinturón por sí mismo? No, el cinturón incorpora un cierre magnético con llave, lo que impide cualquier apertura no autorizada por parte del paciente.
4. ¿Es reutilizable el dispositivo? Por razones de higiene y seguridad, se recomienda el uso individual del cinturón para un solo paciente.
5. ¿Cómo se limpia el cinturón? El cinturón es lavable hasta 60 °C. No se debe planchar, ni utilizar secadora ni productos con lejía.

Guía de compra: La elección de un sistema de sujeción de cama debe tener en cuenta la seguridad del paciente, la facilidad de aplicación por parte del cuidador y el nivel de confort garantizado.

El modelo h239_58, con cierre mediante llave magnética y acolchado protector, es ideal para la sujeción temporal en sanidad.

Es esencial asegurarse de que el dispositivo cumple las normas de higiene y es utilizado en condiciones controladas por personal formado.

Cinturón fijación pacientes cama, tobilleras hospitalarias con cierre magnético, cinturón H239_58, contención cama hospital, cinturón paciente poliéster acolchado.

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

