

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Paralelo infantil con monorraíl, arnés y plano separador h948_06

Paralela infantil h948_06 con monorraíl, arnés de suspensión y plano separador en forma de lombriz. Dimensiones de la estructura: L 250 x P 50 cm. Barras regulables en altura (45-66 cm).

La paralela para niños H948_06 es un equipo avanzado diseñado para mejorar el control de la marcha y las habilidades motoras en los niños. Su sistema integrado de monorraíl y arnés de suspensión proporciona un soporte completo durante los ejercicios, motivando y facilitando los primeros pasos o la caminata asistida en entornos de rehabilitación, escuelas o centros especializados.

El monorraíl, situado en la parte superior, permite suspender al niño mediante un arnés de suspensión seguro, garantizando que pueda realizar los ejercicios con seguridad, manteniendo un control óptimo de la postura y la marcha. Este sistema es especialmente útil para niños que necesitan apoyo adicional o rehabilitación motora.

Otra característica destacada es el separador en forma de lombriz, que funciona como una guía visual para dirigir al niño a lo largo del recorrido y evitar pasos cruzados. Este elemento ayuda a los niños a mantener la dirección correcta y a enfocarse en sus movimientos, corrigiendo posibles desviaciones o posturas irregulares.

La paralela está fabricada completamente en metal de alta calidad, lo que garantiza una estabilidad excepcional gracias a las placas lastradas en la base. Estas placas añaden peso adicional, impidiendo cualquier movimiento no deseado de la estructura durante su uso, lo que asegura la máxima seguridad para los niños. Además, la altura de las bases es reducida para facilitar el acceso al área de marcha, haciendo la actividad más accesible y segura.

La altura de las barras puede ajustarse entre 45 cm y 66 cm mediante pasadores ocultos en las columnas superiores, ofreciendo un ajuste seguro y sin partes sobresalientes peligrosas. Las barras son fáciles de ajustar para adaptarse a las necesidades individuales del niño, permitiendo el uso del equipo por niños de diferentes edades y niveles de desarrollo.

Los acabados cromados y de poliéster protegen la estructura contra la corrosión, asegurando una larga vida útil incluso en entornos de uso intensivo, como centros de rehabilitación, escuelas o gimnasios especializados. Sus dimensiones (250 cm de largo y 50 cm de ancho) ofrecen un amplio espacio para realizar ejercicios de coordinación motora, fortalecimiento muscular y corrección postural, brindando un soporte seguro y adaptable a las necesidades individuales de cada niño.

Gracias a estas características, la paralela h948 06 es ideal para centros de rehabilitación, escuelas especializadas o entornos

Máraite bidéard guirabilitatal. Se requiere un equipo confiable para mejorar las habilidades motoras de los niños.

sæggælæiddæt:

genoaias

adherentsivoe

Histerolasterísticas principales:

Sadsiplese i Dimensiones: Largo 250 cm x Ancho 50 cm.

panesienMaterial: estructura metálica con acabados cromados y recubrimiento de poliéster.

ginesias Altura ajustable: de 45 cm a 66 cm mediante pasadores ocultos.

idditatua 🗗 🕏 📾 ases: placas lastradas para máxima estabilidad.

statian de la suspensión incluido.

dixilizadisSesarador: guía en forma de lombriz para dirigir la marcha y corregir pasos cruzados. d**decades**sJso: adecuado para escuelas, centros de rehabilitación y gimnasios especializados.

ataesitan

ealistedcia

durante

ma Repoliticias frecalentesuario:

¿Para qué sirve el monorraíl con arnés de suspensión? El monorraíl permite suspender al niño mediante un arnés ajustable, proporcionando un soporte total durante la marcha. Es especialmente útil en procesos de rehabilitación motora.

¿Qué función tiene el separador en forma de lombriz? El separador en forma de lombriz guía al niño a lo largo del recorrido y corrige pasos cruzados, ayudándolo a mantener una marcha adecuada y segura.

¿Es segura para niños pequeños? Sí, la paralela está diseñada para garantizar estabilidad y seguridad, con placas lastradas en la base y un sistema de ajuste que evita protuberancias peligrosas.

¿Se puede ajustar la altura de las barras? Sí, las barras pueden ajustarse entre 45 cm y 66 cm, adaptándose a las necesidades y el crecimiento de cada niño.

¿Es resistente al uso intensivo? Absolutamente. La estructura metálica con acabados cromados y recubrimiento de poliéster asegura durabilidad y resistencia incluso en condiciones de uso frecuente.

Mini Guía de compra:

La paralela H948_06 con monorraíl y separador es un equipo avanzado y seguro, diseñado para proporcionar el máximo soporte durante la marcha asistida o la rehabilitación motora. Su construcción en metal de alta calidad, combinada con bases lastradas para una estabilidad total, la hace ideal para entornos profesionales como escuelas, centros de rehabilitación y gimnasios. El sistema de suspensión con arnés asegura un control total de la postura del niño, mientras que el separador en forma de lombriz guía la marcha de manera efectiva. Con su diseño ajustable y fácil de usar, este equipo está pensado para adaptarse al crecimiento y los avances motrices de los niños.

Paralela para niños con monorraíl, equipo motriz infantil, suspensión para rehabilitación infantil, paralela ajustable, guía para corrección de marcha, equipos deportivos para niños en rehabilitación, herramientas seguras para desarrollo motriz infantil, juegos motrices para niños, equipos para rehabilitación motora, paralela para escuelas y centros de rehabilitación.

*Imagen ilustrativa.

INFORMACIÓN

Lunghezza in millimetri 2500.0000



Paralelo infantil con monorraíl, arnés y plano separador h948_06



Paralelo infantil con monorraíl, arnés y plano separador h948_06

: 407 mm