



Correa sujetabrazos h239_60

Muñequera acolchada de polipropileno con hebilla deslizante para una inmovilización segura. Lavable a 60°C.

La correa de sujeción de brazos h239_60, también conocida como cama de sujeción, es un dispositivo diseñado para garantizar la inmovilización controlada de las extremidades superiores del paciente, evitando movimientos inseguros o manipulaciones por parte del paciente o de personas no autorizadas.

Fabricada en polipropileno reciclable y biodegradable, la muñequera está cubierta con un acolchado protector que evita cualquier lesión por roce o presión. El sistema de cierre de hebilla plástica deslizante permite un ajuste fácil, rápido y seguro, adaptándose a diferentes conformaciones corporales y tipos de cama hospitalaria.

Industrada para su uso en hospitales, residencias de ancianos, centros sanitarios y entornos de cuidados, la restricción de muñeca h239_60 es una solución eficaz para la restricción temporal, manteniendo la seguridad y comodidad del paciente.

Solicite ahora un presupuesto para el modelo h239_60. Precios reservados para envíos múltiples a centros sanitarios.

Características técnicas:

- No usar lejía
- No secar en secadora
- Uso recomendado: Un solo usuario
- Tipología: Correa reposabrazos (reposamuñecas) para cama
- Material: Polipropileno reciclable y biodegradable
- Relleno: Integrado, protege al paciente
- Sistema de sujeción: Hebilla deslizante de plástico
- Ajuste: Rápido y sencillo
- Lavado: Máximo 60°C
- No planchar
- Almacenamiento: Alejado de fuentes de calor y llamas abiertas
- Eliminación: De acuerdo con la normativa medioambiental vigente

¿Brazo
quitable?
Beneficios para el usuario:
• Ajuste seguro y cómodo: Ajuste seguro y cómodo de las extremidades superiores.
• Materiales: reciclables y respetuosos con el medio ambiente.
• Protector: protector para evitar lesiones.
• Ajuste: simple y rápido con hebilla de plástico.
• Ideal: para uso hospitalario y de cuidadores.
• Acolchado.
• Higiénico.
• Fijación rápida y segura.
• Fácil de limpiar.
• Requiere
adeguadas preguntas frecuentes:
• Fácilmente
de
diferentes
• Guía de compra: Para la inmovilización segura de los pacientes en el entorno sanitario, es importante elegir dispositivos
• Instalaciones.
• Ergonómicos, ajustables y cómodos.
• su
ajuste
• El modelo h239_60 ofrece fijación rápida y segura gracias a su hebilla deslizante, combinada con materiales biodegradables y
• acolchados, ideales para un uso prolongado e higiénico.
• apertura.

La facilidad de aplicación lo hace especialmente adecuado para personal de enfermería y enfermeros en entornos hospitalarios y residenciales.

Correa sujetabrazos hospital, muñequera cama pacientes, correa h239_60, inmovilización miembros superiores, contención sanitaria brazos.

*Imágenes con fines meramente ilustrativos.

INFORMACIÓN

