



Centrífugadora de laboratorio refrigerada compacta h851_08

Centrífugadora refrigerada compacta para microlitros. Refrigeración: regulable de -10°C a +40°C.

Centrífuga refrigerada para centrifugar tubos microlitro, PCR y Cryo. Dispositivo rápido incluso para alcanzar las temperaturas más bajas: +4°C en 10-15 minutos con la función "enfriamiento rápido". Capaz de alcanzar una aceleración centrífuga máxima de 21,382 RCF. La estructura y la tapa son de metal.

Cámara de centrifugado en acero inoxidable anticorrosión. Equipada con un panel retroiluminado que muestra los valores reales de todos los parámetros. La centrífuga también garantiza la máxima seguridad: el bloqueo de la tapa se realiza con una sola mano y su desbloqueo es automático en caso de corte de corriente. Equipada con sensor automático de desequilibrio.

La centrífuga protege contra el sobrecalentamiento del motor. Los tubos y el rotor no están incluidos en el suministro. Se recomienda encarecidamente la compra del rotor de cabeza fija para 24 microtubos de 1,5/2 ml, disponible como opcional.

Características técnicas:

- Dimensiones (LxPxA): 281 x 553 x 260 mm
- Capacidad máxima con rotor de ángulo fijo (rotor no incluido): 30 x 1,5 / 2 ml
- Velocidad máx. (RPM): 15.000 min⁻¹
- Aceleración máx. (RCF): 21,382
- Control de temperatura ajustable continuamente: de -10°C a +40°C
- Consumo de energía: 450 VA
- Clase B - EN / IEC 61326-1
- Nivel de ruido: ? 54 dB (A)
- Peso: aprox. 28 kg
- Alimentación: 200 – 240 V 1 ~ 50 – 60 Hz

- Temporizador: 1 - 99 min.; Ciclo continuo ?; ciclo breve (botón impulso)
- Estructura y tapa de metal
- Ventana de visualización en la tapa
- Bloqueo de la tapa con una sola mano
- Protección contra caída de la tapa
- Desbloqueo de emergencia de la tapa
- Cámara de acero inoxidable
- Reconocimiento automático del rotor
- Motor libre de mantenimiento
- Visualización de errores
- Posible visualización en °C y °F
- Sensor automático de desequilibrio
- Panel retroiluminado con los valores reales de todos los parámetros
- Mensaje acústico al finalizar la centrifugación
- Producto certificado TÜV Sud

Opcional:

- Rotor de cabeza fija para 24 microtubos de 1,5/2 ml


*Imagen meramente ilustrativa.

*El rotor no está incluido con la centrífuga y está disponible como opcional. Para garantizar un uso óptimo y aprovechar al máximo las prestaciones del dispositivo, se recomienda encarecidamente la compra del rotor. El uso del rotor adecuado permite obtener resultados precisos y fiables en las operaciones de centrifugación.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 30 x 1,5/2,0 ml

Centrifugadora de laboratorio refrigerada compacta h851_08



HOLITY.COM

HOLITY.COM



Centrifugadora de laboratorio refrigerada compacta h851_08

: 30 x 1,5/2,0 ml

optional: rotore a testa fissa per 24
microprovette da 1,5/2 ml

HOLITY.COM