



Sillón para exploración ginecológica h728_05

Sillón ginecológico eléctrico de 3 motores en acero pintado y vinilo ignífugo. Ajuste de Trendelenburg y altura para uso clínico profesional.

El **sillón para exploración ginecológica** es un dispositivo médico especializado diseñado para el uso intensivo en entornos hospitalarios y clínicas privadas. La estructura portante está realizada en **acero con recubrimiento epoxi**, garantizando resistencia mecánica y estabilidad durante los procedimientos diagnósticos. El plano de apoyo está acolchado con espuma de alta densidad (30 kg/m³) y revestido en **vinilo ignífugo certificado clase 1IM**, combinando confort para la paciente y conformidad con las normativas de seguridad contra incendios.

El sistema de movimiento cuenta con **3 motores eléctricos** gestionados mediante mando a distancia, que permiten la regulación milimétrica de la altura, de la inclinación del respaldo y el alcance rápido de las posiciones de **Trendelenburg y Anti-Trendelenburg**. La configuración se completa con accesorios funcionales como perneras fijas, bandeja extraíble de acero inoxidable y un sistema de ruedas integradas para el desplazamiento ágil dentro de los espacios ambulatorios.

Características técnicas

- **Dimensiones:** L 174 x P 56 x h 54/85 cm
- **Capacidad de carga:** 180 kg
- **Estructura:** Acero con pintura epoxi blanca
- **Revestimiento:** 100% vinilo ignífugo clase 1IM
- **Acolchado:** Espuma de 5 cm de espesor, densidad 30 kg/m³
- **Movimiento:** 3 motores eléctricos para altura, respaldo y Trendelenburg
- **Componentes ajustables:** Reposapiés con pistón de gas, perneras, reposabrazos abatibles (90°-180°)
- **Accesorios incluidos:** Bandeja de acero inoxidable extraíble, cojín ergonómico, orificio ginecológico, portarrollos y mando a distancia
- **Movilidad:** 4 ruedas con freno Ø 100 mm
- **Conformidad:** Marcado CE

Opcional


- Perneras giratorias

Mantenimiento y limpieza: Para conservar la integridad del revestimiento, evitar el uso de soluciones que contengan alcohol, cetonas, xileno o disolventes. Utilizar exclusivamente paños suaves con agua y jabón neutro; no emplear esponjas abrasivas o cepillos metálicos.

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Longitud en milímetros** 1740.000000
- **Profundidad en milímetros** 560.000000
- **Altura en milímetros** 540.000000
- **Tipología altura** Variable
- **Capacidad** 180 kg



Sillón para exploración ginecológica h728_05

: 180 kg
: variable